

Link do produktu: <https://kawkaJe.com/biale-mumio-acidofilne-60-kapsulek-p-265.html>



Białe Mumio Acidofilne 60 kapsułek.

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NARBIAMUMACIKAP

Opis produktu

Białe Mumio Acidofilne 250 mg, 60 kapsułek.

Suplement diety

Białe Mumio Acidofilne w formie kapsułek służy do utrzymania składu i aktywności biologicznej normalnej mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych. Podczas wytwarzania produktu w kapsułkach jednocześnie wytwarzany jest suchy liofilizowany zestaw bakterii i świeży liofilizowany proszek Mumio. Oznacza to, że podczas uprawy bakterii używana jest naturalna świeża masa mumio. Poprawia trawienie, wspiera zdrowe jelita, oraz przeciwdziała dyskomfortowi żołądkowemu.

Składniki:

Liofilizowany proszek Mumio Białe (Brakshun),
Lactobacillus delbrueckii,
Lactobacillus helveticus,
Lactococcus lactis ssp. Lactis,
Streptococcus salivarius ssp. Thermophiles,
Lactobacillus delbrueckii ssp. Lactis,
Lactobacillus rhamnosus,
Lactococcus lactis,
Lactococcus lactis ssp. Cremoris,
Lactobacillus reuteri Streptococcus salivarius,
Lactobacillus bulgaricus,
Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus salivarius,
Lactobacillus plantarum,
Streptococcus thermophiles,
Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus,
Lactobacillus casei,
Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum,
otoczka kapsułki: substancja żelująca - guma gellan, substancja glazurująca - hydroksypropylometylceluloza.

Zalecana porcja dzienna:

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 1-2 kapsułki 2 razy dziennie,

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 kapsułka 2 razy dziennie (po rozpuszczeniu w napoju).

Skład zalecanej porcji dziennej	2 kapsułka	3 kapsułki	6 kapsułek	9 kapsułek
Liofilizowany proszek Mumio	300 mg	450 mg	900 mg	1350 mg

Białe Brakshun)				
Lactococcus lactis ssp. Lactis	7 x108 CFU*	10,5 x108 CFU*	21 x108 CFU*	31,5 x108 CFU*
Lactobacillus salivarius	6 x108 CFU*	9 x108 CFU*	18 x108 CFU*	27 x108 CFU*
Lactobacillus plantarum	3 x108 CFU*	4,5 x108 CFU*	4,5 x108 CFU*	13,5 x108 CFU*
Lactobacillus delbrueckii ssp. Lactis	6 x108 CFU*	9 x108 CFU*	18 x108 CFU*	27 x108 CFU*
Lactobacillus delbrueckii	8 x108 CFU*	12 x108 CFU*	24 x108 CFU*	36 x108 CFU*
Lactobacillus helveticus	12 x108 CFU*	18 x108 CFU*	36 x108 CFU*	54 x108 CFU*
Lactobacillus rhamnosus	8 x108 CFU*	12 x108 CFU*	24 x108 CFU*	36 x108 CFU*
Lactococcus lactis	5 x108 CFU*	7,5 x108 CFU*	15 x108 CFU*	22,5 x108 CFU*
Lactococcus lactis ssp. Cremoris	5 x108 CFU*	7,5 x108 CFU*	15 x108 CFU*	22,5 x108 CFU*
Lactobacillus reuteri	5 x108 CFU*	7,5 x108 CFU*	15 x108 CFU*	22,5 x108 CFU*
Streptococcus salivarius ssp. Thermophiles	7 x108 CFU*	10,5 x108 CFU*	21 x108 CFU*	31,5 x108 CFU*
Streptococcus salivarius	4 x108 CFU*	6 x108 CFU*	12 x108 CFU*	18 x108 CFU*
Lactobacillus bulgaricus	4 x108 CFU*	6 x108 CFU*	12 x108 CFU*	18 x108 CFU*
Streptococcus thermophiles	6 x108 CFU*	9 x108 CFU*	18 x108 CFU*	27 x108 CFU*
Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus	3 x108 CFU*	4,5 x108 CFU*	9 x108 CFU*	13,5 x108 CFU*
Lactobacillus acidophilus	4 x108 CFU*	6 x108 CFU*	12 x108 CFU*	18 x108 CFU*
Lactobacillus casei	3 x108 CFU*	4,5 x108 CFU*	9 x108 CFU*	13,5 x108 CFU*
Bifidobacterium bifidum	2 x108 CFU*	3 x108 CFU*	6 x108 CFU*	9 x108 CFU*
Bifidobacterium longum	2 x108 CFU*	3 x108 CFU*	6 x108 CFU*	9 x108 CFU*

W jednej kapsułce znajduje się nie mniej niż 50 x 108 CFU* żywych bakterii. *CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii.

Czas przyjmowania:

Dla optymalnego efektu zaleca się przyjmować przez 5-6 tygodni.

Sposób użycia:

Kapsułki należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkami z niewielką ilością płynu o temperaturze pokojowej (najlepiej z mlekiem, poza sytuacjami nietolerancji produktów mlecznych). Można otworzyć kapsułkę i rozpuścić jej zawartość w napoju. Dzieci do lat 6 mogą przyjmować produkt tylko po rozpuszczeniu w napoju. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie spożywać przy nadwrażliwości na składniki produktu. Kobiety w ciąży i karmiące powinny spożywać preparat po konsultacji z lekarzem.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż + 10 °C w sposób niedostępny dla dzieci. Tylko na czas transportu może być przechowywany w temperaturze pokojowej.

Najlepiej spożyć przed końcem:

Data na boku opakowania. Nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Masa netto: 15 g.