


Link do produktu: <https://kawkaje.com/broszka-serce-magnetyczne-p-884.html>



Broszka Serce Magnetyczne

Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ENEBROMAGZMIE

Opis produktu

Broszka serce magnetyczne z miedzią

Magnetyczne serce z miedzią

Wykonane ze stali chirurgicznej, antyalergicznnej, bez dodatku niklu. Cieszy się uznaniem wśród naszych klientów jako jeden z najbardziej pożądaných produktów. Jego wszechstronne zastosowanie pozwala na noszenie go zarówno w ciągu dnia, jak i nocą, na dowolnej części ciała. Jest to idealne rozwiązanie, które może przynieść ulgę w dolegliwościach bólowych oraz stanach zapalnych.



Serce Magnetyczne Energetix

Broszka - serce magnetyczne o wszechstronnym zastosowaniu. Magnes neodymowy o sile 2700 Gauss pomaga zlikwidować prawie każdy ból oraz stan zapalny bez skutków ubocznych. Nosimy je tam gdzie najbardziej nas boli tzn. im bliżej miejsca bólu tym lepiej. Nasze klientki szczególnie polecają magnetyczne Serce w problemach z bezsennością oraz bólami miesięczkowymi.



Jaka jest rola broszki magnetycznej?

Broszka może być przesuwana co kilka godzin w inne chore miejsce na ciele. I tak np. przy bólu głowy zaleca się noszenie bezpośrednio na głowie np. pod włosami lub pod opaską, czapką. Przy problemach z sercem, powinno się ją nosić bezpośrednio z lewej strony klatki piersiowej, nad sercem. Przy schorzeniach cukrzycowych nosimy serce lub dysk ok. 10 cm poniżej lewej pachy. Przy problemach gastrycznych i wrzodach nosimy je poniżej klatki piersiowej na wysokości żołądka. Poniżej pępka - przy chorobach jelit, a powyżej kości łonowej - przy schorzeniach prostaty, pęcherza, macicy itp. Tę samą pozycję można wykorzystać w przypadku bolesnych miesiączek, zaleca się nosić serce na ok. 2 dni przed i w czasie menstruacji. Dozwolone są różne kombinacje, warunek jest jeden: aby oznaczony północny biegun (oznaczony logo) był zawsze zwrócony w kierunku ciała.

Dr n. med. Jelisaveta Kunosic internista, alergolog, pulmonolog.



Jak to dokładnie działa

Kiedy magnes zostaje przyłożony biegunem północnym (oznaczoną logiem - żabką) w kierunku ciała, mięśnie i tkanki miękkie wydłużają się i relaksują, fale pola magnetycznego przechodzą przez tkanki i zostają wzbudzone prądy wtórne. Kiedy te prądy zderzają się z falami magnetycznymi, dochodzi do uderzeń cieplnych w elektrony w komórkach ciała. Uderzenia te są bardzo skuteczne w redukowaniu obrzęku mięśni i bólu. Ruch hemoglobiny w naczyniach krwionośnych zostaje przyspieszony, co zostało zaobserwowane zarówno w badaniach termograficznych, jak i w badaniach medycyny nuklearnej. W krwi zawartość wapnia, cholesterolu i kwasu mlekowego ulega wyraźnemu zmniejszeniu. "Zmęczona krew" zostaje oczyszczona i zwiększa się jej cyrkulacja. Stałe pole magnetyczne ma również silny mechanizm blokujący ból we włóknach nerwowych.



Sposób mocowania:

Serce magnetyczne składa się z dwóch części: główną (cięższą) - magnes umieszczamy napisem do ciała - element ten powinien być noszony pod ubraniem lub opaską elastyczną a na wierzch zakładamy dopasowaną metalową część (lżejszą), która utrzymuje część główną- magnes w wymaganym miejscu. Czy to plecy, ramię czy kolano, brzuch czy kręgosłup – połączenie dwuczęściowego serca magnetycznego możemy umieścić w dowolnym miejscu.

Wymiary:

30,00x29,00x6,00mm

