

Link do produktu: <https://kawkaje.com/liposomalna-witamina-c-cytryna-250-ml-p-173.html>



Liposomalna Witamina C cytryna 250 ml.

Cena	64,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ALILIPWITCCYT

Opis produktu

Liposol C 1000TM

Liposomalna Witamina C 1000 (Buforowana) 250 ml


suplement diety w płynie

Smak cytrynowy

LIPOSOM - LIPOSOL™

Czym jest liposom i technologia liposomalna?

Liposomy są to bardzo małe, kuliste struktury, zbudowane z podwójnej warstwy lipidowej. Są pęcherzykami wypełnionymi wodą (lub wodnym roztworem), otoczonymi warstwą lipidową. **Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do błon biologicznych.**



Witamina C Liposol C 1000TM została zamknięta w liposomach. Liposomy są małymi cząsteczkami (kuleczkami) lipidowymi, które powstają naturalnie w momencie kontaktu wody z lecytyną, składnikiem soi niemodyfikowanej genetycznie.

Liposomy są łatwo wchłaniane przez organizm. Gdy witamina C rozpuszcza się w wodzie i miesza z lecytyną zachodzi proces enkapsulacji liposomalnej. Rezultatem jest lepsze wchłanianie witaminy C we krwi i bezpośrednio do ścian komórkowych.

Dostępne opakowanie: 250 ml

Dzienna porcja 5 ml zawiera: 1000 mg witaminy C (1250% RWS*)

Opakowanie 250 ml zawiera 50 dziennych porcji (5ml) = 50 dni suplementacji.

Składniki: woda, witamina C (L-askorbinian sodu, kwas L-askorbinowy), substancja wiążąca (glicerol), emulgator (lecytyna słonecznikowa), naturalna substancja słodząca (maltitol), naturalna witamina E (octan d-alfa tokoferylu) substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), naturalna substancja aromatyczna o smaku cytryny.

Składniki	1 dzienna porcja(5 ml)	RWS*% dzienna porcja
Witamina C	1000 mg	1250%

*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla dorosłych.

Sposób użycia: 5 ml dziennie (1000 mg) w trakcie posiłku.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca odmierzenie odpowiedniej porcji produktu.

Spożywać bezpośrednio lub rozpuścić w szklance wody bądź soku.

Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie: przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Chronić przed światłem.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.


W celu zapewnienia najwyższej, jakości produktu przez cały okres daty jego ważności, na etapie produkcyjnym, dodawane jest ok 30% naddatku technologicznego czyli ok. 30% więcej witaminy C w każdej porcji.

Działanie Witaminy C:

- przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
- pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zębów, naczyń krwionośnych, skóry, chrząstek, kości
- przyczynia się do utrzymania prawidłowej funkcji układu odpornościowego w trakcie i po dużym wysiłku fizycznym
- przyczynia się do ochrony składników komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym
- zwiększa wchłanianie żelaza niehemowego
- przyczynia się do prawidłowego pozyskiwania energii w procesach metabolicznych
- przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
- przyczynia się do prawidłowego przebiegu czynności psychicznych (psychologicznych)
- pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E.


Liposomy możemy podzielić na liposomy sztuczne i liposomy naturalne.

Liposomy naturalne – lipidy (cholesterol, trójglicerydy i inne) transportowane są w środowisku wodnym organizmu, z krwią i płynem tkankowym w postaci cząsteczek lipoproteinowych. Mają one postać pęcherzyków lub dysków otoczonych podwójną lub pojedynczą warstwą lipidową błony, zbudowaną z fosfolipidów, które otacza łańcuch – białka apolipoproteiny.



Produkt LiposoITM Premium Absorption Technology w postaci liposomalnej to światowa innowacja o niezwykle skutecznym efekcie odżywczym w zakresie suplementacji, potwierdzonym szeregiem badań laboratoryjnych i klinicznych. Liposomy LiposoITM są bezpieczne dla zdrowia i wykazują wysoką biodostępność. Wszystkie użyte składniki są wnikliwie dobrane, posiadają szereg badań i pochodzą wyłącznie od certyfikowanych dostawców.

Jako światowa innowacja, produkty liposomalne LiposoITM Premium Absorption Technology posiadają opatentowane formuły oraz standaryzowane surowce, a ich produkcja odbywa się w bardzo wysokim standardzie sterylności high-tech według najwyższych standardów farmaceutycznych GMP oraz HACCP, w sterylnych pomieszczeniach z kontrolą wilgotności i eliminacją zanieczyszczeń z powietrza.




Cechy charakterystyczne produktów Liposol™ Premium Absorption Technology

- Bardzo wysoka BIO-dostępność
- Bardzo szybka i wysoka wchłaniania bezpośrednio do ścian komórkowych
- Certyfikowane i opatentowane surowce
- Wysoce skuteczne efekty potwierdzone badaniami klinicznymi Nano-Nutri Technologia™
- NON GMO – zawiera lecytynę niemodyfikowaną genetycznie
- Bezpieczny – zawiera niewielką ilość alkoholu

Wysoki standard farmaceutyczny sterylnej i laboratoryjnej produkcji zgodnie z GMP oraz HACCP

W celu zapewnienia najwyższej jakości produktu przez cały okres daty jego ważności, na etapie produkcyjnym, dodawane jest ok 30% nadatku technologicznego czyli ok. 30% więcej witaminy C w każdej porcji.



Jednolite liposomy w produkcji LIPOSOL na przykładzie Q10

Niejednolite Liposomy w produkcie konkurencyjnym Q10