

Link do produktu: <https://kawkaJe.com/travel-narum-30-kapsulek-p-235.html>

Travel Narum 30 kapsułek



Cena	39,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NARTRAKAP

Opis produktu

Narum Travel 200 mg | 30 kapsułek.

Wspomaganie organizmu podczas podróży. Jeżyna wykazuje działanie przeciwbiegunkowe ze względu na swoje właściwości ściągające.

Narum Travel w formie kapsułek to kompozycja *Lactobacillus acidophilus* Er-2 szczep 317/402 Narine, ekstraktu z olchy, aktywowanego suszonego węgla drzewnego z lipy, liści jeżyny oraz metabolitów *Lactobacillus acidophilus* Er-2 szczep 317/402 Narine.

Składniki:

- liofilizowany ekstrakt z olchy,
- aktywowany suszony węgiel drzewny z lipy,
- liście jeżyny,
- metabolity *Lactobacillus acidophilus* Er-2 szczep 317/402 Narine,
- otoczka kapsułki: substancja żelująca: guma gellan, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza.

Zalecana porcja dzienna:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2-3 kapsułki 2 razy dziennie, 15-20 min przed posiłkiem,

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 kapsułka 3 razy dziennie, 15-20 min przed posiłkiem.

Skład zalecanej porcji dziennej	1 kapsułka	2 kapsułki	3 kapsułki	6 kapsułek
<i>Lactobacillus acidophilus</i> Er-2 szczep 317/402, Narine	5 x10 ⁷ CFU*	10 x10 ⁷ CFU*	15 x10 ⁷ CFU*	30 x10 ⁷ CFU*
Liofilizowany ekstrakt z olchy	30 mg	60 mg	90 mg	180 mg
Aktywowany suszony węgiel drzewny z lipy	30 mg	60 mg	90 mg	180 mg
Liście jeżyny	40 mg	80 mg	120 mg	240 mg
Liofilizowane metabolity <i>Lactobacillus acidophilus</i> Er-2 szczep 317/402 Narine	50 mg	100 mg	150 mg	300 mg

*CFU - Colony Forming Unit - Jednostka do tworzenia kolonii bakteryjnych

Sposób użycia:

Kapsułki należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkami z niewielką ilością płynu. Można otworzyć kapsułkę i rozpuścić jej zawartość w napoju. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być



stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie spożywać przy nadwrażliwości na składniki produktu. Kobiety w ciąży i karmiące powinny spożywać preparat po konsultacji z lekarzem.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż + 10 °C w sposób niedostępny dla małych dzieci. Na czas transportu lub podróży może być przechowywany w temperaturze pokojowej.

Technologia opakowania oraz specjalny proces produkcji gwarantuje zachowanie żywotności bakterii probiotycznych oraz ich odpowiedniej dawki w trakcie transportu poza warunkami chłodniczymi.

Najlepiej spożyć przed końcem:

Data na boku opakowania. Nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Masa netto: 6 g.