

Link do produktu: <https://kawkaje.com/zel-srebrne-dms0-120ml-wyprzedaz-p-1545.html>



Żel Srebrne DMSO 120ml (wyprzedaż)

Cena	60,00 zł
Cena poprzednia	75,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHEMDMSOSREMAŁWYP

Opis produktu

Żel Srebrne DMSO


UWAGA !!! WYPRZEDAŻ DATA 30.01.2027

Srebrne DMSO 70% – Czystość Farmaceutyczna DMSO 99,99% + Niejonowe Nano Srebro Koloidalne AG 50 ppm o płaskiej cząsteczce srebra.

Srebrne DMSO 70% w żelu (moc DMSO 70%)



- Krystaliczna forma ŻELU
- Czystość Farmaceutyczna DMSO 99,99%
- Niejonowe Nano Srebro koloidalne AG 50 ppm o najlepszej płaskiej cząsteczce srebra.



W/g badań, testów i zapewnień producenta i naszego wieloletniego dostawcy, czystość tego DMSO to Klasa Farmaceutyczna 99,99%, to produkt oczyszczony laboratoryjnie specjalną japońską metodą, która kwalifikuje ten produkt do klasy czystości farmaceutycznej.

Jest to jedyne DMSO tak oczyszczone i o takiej jakości.




Przebadaliśmy nasze DMSO w polskim laboratorium na obecność metali ciężkich, które potwierdziło brak metali ciężkich i innych substancji co potwierdza nieskazitelną czystość farmaceutyczną, ponadto spektroskopia FTIR potwierdza czystość naszego DMSO.

DMSO 99,99%

Pharmaceutical Grade
(farmaceutyczna klasa czystości)



DMSO laboratoryjnie
oczyszczone, prawie
bezwonne



Widmo FTIR uzyskane podczas badania próbki jest zgodne z widmem charakterystycznym dla dimetylosulfotlenku. Dla liczby falowej 2995 cm⁻¹ i 2911 cm⁻¹ obserwujemy pasma odpowiadające za drgania rozciągające wiązania C-H. Pasma 1436 cm⁻¹ odpowiada drganiom deformacyjnym wiązania C-H występującym w grupie metylowej. Pasma 1055 cm⁻¹ odpowiada drganiom rozciągającym wiązania S=O występującym w sulfotlenkach.

Niejonowe Nano Srebro koloidalne AG 50 ppm o najlepszej płaskiej cząsteczce srebra.

Nasze koloidy są produkowane w oparciu o unikalną na skalę światową technologię, która pod względem zaawansowania

absolutnie wyprzedza wszystkie inne dostępne na rynku koloidy . Pozwala ona uzyskać monokrystaliczną , niejonową strukturę płatkową srebra. Częsteczki uzyskane tą metodą mają płaski kształt. Technologia ta jest unikatem dlatego podlega ochronie patentowej w USA i całej unii Europejskiej. Dlatego trudno jest szukać tych rozwiązań w innych produktach dostępnych na naszym rynku.

Kształt nano cząsteczki, a co za tym idzie rzeczywista maksymalna powierzchnia czynna. To najważniejsza różnica pomiędzy srebrem zastosowanym w naszym produkcie, a innymi koloidami srebra dostępnymi na rynku. Koloidy innych firm mają nanocząsteczki w kształcie zbliżonym do kuli (sferyczne). Powierzchnia deklarowana przez producentów będzie porównywalna z naszymi koloidami, natomiast jej rzeczywista powierzchnia czynna jest nieporównywalnie mniejsza. Częsteczki sferyczne czyli w kształcie kuli, tak naprawdę mają jeden punkt styku na miejsce na które są nałożone.


Jak widać na poniższej grafice, rzeczywista powierzchnia styku tych koloidów jest bardzo mała i mało skuteczna, takiego srebra nie polecamy.



Dodane do naszego DMSO niejonowe koloidalne srebro ma płaski (płatkowy) kształt nano cząsteczki opatentowany przez fizyka Macieja Pike-Bieguńskiego i posiada kilkukrotnie większą rzeczywistą powierzchnię czynną. Częsteczka ta zachowuje się niczym kartka papieru położona na stole, która przylega do miejsca na które ma działać całą swoją powierzchnią to sprawia że srebro to jest dzięki temu najskuteczniejsze. Płaska nano cząsteczka zwiększa wielokrotnie powierzchnię czynną !! Przy mniejszych stężeniach zachowujemy wielokrotnie większą skuteczność działania niż inne dostępne srebra o większych stężeniach.

Poniższa grafika ilustruje najskuteczniejszą formę srebra, takie stosujemy w naszym produkcie i takie polecamy.

PŁASKIE KOLOIDY SREBRA



Dodatkowe informacje o srebrze:

- Proces produkcji naszego srebra mocno wyróżnia nas na tle konkurencji, zdecydowana większość produktów konkurencji dostępnych na rynku (srebro koloidalne) produkowana jest w procesach chemicznych. Uzyskują oni koloidy w niekrystalicznej formie jonowej z chemicznymi zanieczyszczeniami.
- Nasze Koloidy Srebra są produkowane w procesach fizycznych co pozwala uzyskać niejonowe nano-krystaliczne cząsteczki. Cząsteczki te są absolutnie czyste.
- Wykazują najwyższą efektywność przy najniższej masie.
- Działanie ich jest dłuższe niż innych koloidów,
- W przeciwieństwie do innych nasze koloidy nie reagują na światło! Produkty konkurencji są żółte, lub zmieniają swój kolor pod wpływem światła.
- Proces produkcji naszych koloidów jest ekonomiczny i ekologiczny.

Środki ostrożności: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. W razie kontaktu z oczami płukać je dużą ilością wody, niezwłocznie skontaktować się z okulistą. W razie kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zanurzyć w wodzie i starannie przepłukać.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Uwaga!! Produkt nie jest lekiem, produkt ten jest odczynnikiem chemicznym analitycznym do syntez i celów edukacyjnych. Może być szkodliwy dla zdrowia, każde inne stosowanie odczynnika chemicznego jest na własną odpowiedzialność